

## ООО «ПРОФИТЕКМЕД»

ИНН 6317139115 КПП 631701001 ОГРН 1196313057456. Г. Самара ул. Степана Разина д.156 Расчетный счет:  
40702810129430001590 Банк: ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» Кор. счёт: 3010181020000000824  
БИК: 042202824 КПП: 470501001

### Криолиполиз

Использование аппарата 45-60 минут

Гель салфетка(патч индивид-й для процедуры) 1 шт. под 1 насадку.

#### Этапы проведения:

1 этап:

Разметка пациента, фотодокументация на коврик в обозначенных позициях(ноги располагаются на цифрах нанесенных на коврик, фото делается круговое со всех сторон) Заносим номер салфетки в аппарат (номер находится в правом нижнем углу под штрих кодом на упаковке). После занесения номера, вскрываем индивидуальную салфетку-патч для проведения процедуры, кладем патч под зону работы насадки разравниваем, что бы не было воздушных пузырей.

2 этап:

Прикладываем насадку на выбранную зону поверх салфетки-патча и фиксируем при помощи фиксирующего жгута, после фиксации насадки включаем аппарат по выбранной программе.

Насадки для использования аппарата:

Аппликатор Изумруд. Для незначительных жировых отложений. Область применения: руки, талия, колени.

Аппликатор Сапфир. Для различных жировых отложений. Область применения: Живот, талия, бедра.

Аппликатор Рубин. Для обширных жировых отложений. Область применения: Живот

Аппликатор Аметист. Для обработки ровных поверхностей. Область применения: Область галифе, бедра.

3 этап:

Выключаем вакуум, снимаем насадку, быстро накладываем горячее полотенце на место обработки и активно массируем эту область до однородного розового цвета.

4 этап:

Пригласить и записать пациента через 7 дней для осмотра и назначения курса лимфодренажа.

5 этап:

Записать на следующую процедуру через 60 дней.

Расходные материалы:

Патч-салфетка 1 шт. под 1 насадку

Полотенце спанбонд 4 шт.

Бахилы 1 пара

Перчатки нитриловые 1 шт.

Директор \_\_\_\_\_ Шатохин А.В.

